



Traubenkernkissen

...unser Seelenstreichler

Wärmend hilfreich z.B. bei:

- Muskelverspannungen, Steifem Nacken
- Bandscheiben- und Rückenschmerzen
- Gelenk- und rheumatischen Beschwerden / Arthrose

Kühlend und schmerzlindernd z.B. bei:

- Migräne, Kopf- und Zahnschmerzen
- Blutergüssen, Augenreizungen bei Heuschnupfen

Entspannend und entkrampfend.

Dank der kleinen Kerne schmiegt es sich jeder Körperpartie bereitwillig an und gibt allen Bewegungen nach. Da die Kerne innen nicht hohl sind, speichern sie die Wärme länger als andere Kern-Kissen oder jede Wärmflasche.

Anwendung warm: im Backofen 10 min bei 120 °C oder Mikrowelle 600 Watt für 2-3 min

Anwendung kalt: Das Traubenkernkissen (evtl. in einem Plastiksack) ½ Std. in den Gefrierschrank legen

Lagerung: bitte kühl und trocken lagern

Reinigung: bitte nur die Aussenhülle waschen!

Herstellung und Verkauf:

Katja Waldmeier, Gässli 7, 8219 Trasadingen
www.fasshotel.ch

